

ERGOFIT

## CYCLE

CARDIO 4000 MED



### Equipamiento

- Dispositivo médico de clase I
- Pantalla LCD monocroma con 4 botones
- Receptor de pulso Polar codificado
- Ajuste horizontal y vertical del asiento
- Ajuste vertical del manillar
- Peldaño bajo para facilitar la posición de entrenamiento
- Freno de corrientes parásitas silencioso (Eddy-Current-Brake)
- Portabidón
- Ruedas de transporte

### Programas de formación

- Manual
- Perfiles
- Cardio
- Cuenta atrás manual
- Cambio de marchas
- PWC Test

### Datos técnicos

- Dimensiones (L/A/A): 118/63/145 cm
- Peso total: 64 kg
- Peso del usuario: 180 kg
- Funcionamiento dependiente de la red eléctrica
- Rango de potencia: Graduado en pasos de 5 vatios
  - 15 a 600 vatios (independiente de la velocidad, dependiente de la velocidad)
  - Gama de velocidad: de 20 a 120 rpm

### Opcional

- Aislador médico LAN
- Pedales ajustables en longitud
- Receptor de impulsos Polar codificado
- Transmisor Polar codificado

### Documentos

#### Instrucciones de uso Cardio 4000 MED

Las instrucciones de uso para aparatos antiguos o descatalogados están disponibles gratuitamente previa solicitud a nuestro departamento de servicio técnico en [service@physiomed-group.com](mailto:service@physiomed-group.com). Indique la denominación exacta del aparato, incluido el número de serie, y su dirección. Nosotros se las enviaremos.

### Colores de los productos



RAL 9016  
Blanco tráfico

DB 703  
Mineral de  
hierro micáceo

## Marco



RAL 9016  
Blanco tráfico

DB 703  
Mineral de  
hierro micáceo

\*Los colores mostrados pueden diferir de los reales según el monitor y la resolución de la pantalla.