

Trunk Extension/Flexion

compass 540



Equipo

- Producto médico de clase I (sin isometría), clase Im (con isometría)
- Ajuste de la posición inicial en incrementos de 10° desde una posición sentada
- Ajuste continuo de la altura del asiento
- Longitud del brazo de palanca ajustable individualmente de forma continua
- revestimiento protector "Darth frost" con zona de almacenamiento
- Panel de formación con información de funcionamiento inteligente en el dispositivo
- Ayudas de posicionamiento reproducibles a escala

Datos técnicos

- Dimensiones (L/A/A): 113/122-160/167 cm
- Peso del bloque: 80 kg (16 x 5 kg)
- Peso total: hasta 230 kg
- Peso del usuario: hasta 250 kg
- Consumo de energía (con smart assist)
 - En espera: 0,0037 kWh
 - En funcionamiento: 0,018 kWh

Opcional


- [smart assist](#)
- Sistema de medición isométrica
- Software [proxoforce](#)
- Graduación fina del peso 4 x 1 kg
- bloque de peso total de 100 kg (20 x 5 kg)
- Limitación de movimiento
- Cinturón de estabilización (ZAT)

Documentos

Manual de instrucciones
compass 540


Las instrucciones de uso para aparatos antiguos o descatalogados están disponibles gratuitamente previa solicitud a nuestro departamento de servicio técnico en service@physiomed-group.com. Indique la denominación exacta del aparato, incluido el número de serie, y su dirección. Nosotros se las enviaremos.

Imágenes de productos




Colores de los productos

Marco



DB 703
Mineral de
hierro micáceo
antracita

Vivienda



darth frost

Tapicería estándar



F6461454
Fuego

F6461197
Antracita

Equipamiento opcional CON CUBIERTA

*Los colores mostrados pueden diferir de los reales según el monitor y la resolución de la pantalla.