

# Ab-/Adduction

compass 600



## Equipo

- Producto médico de clase I (sin isometría), clase Im (con isometría)
- [smart assist](#)
- Inclinación del respaldo regulable sin escalonamientos mediante resorte de presión de gas
- Ajuste de la posición inicial en pasos de 10
- Posibilidad de entrenamiento en cadena cinética abierta y cerrada
- Graduación fina 4 x 1 kg

Ilustración con equipamiento opcional incluido

## Datos técnicos

- Dimensiones (L/A/A): 141-205/110-180/165 cm
- Peso del bloque: 80 kg (16 x 5 kg)
- Peso total: hasta 384 kg
- Peso del usuario: hasta 200 kg
- Consumo de energía en modo de espera: 0,0035 kWh
- Consumo de energía en funcionamiento: 0,018 kWh/ 0,019 kWh\* (\*=equipamiento completo (sensores de posición))


## Opcional

- Sistema de medición isométrica
- Sensores de posición
- Receptor de impulsos sin codificar
- Software [proxoforce](#)
- Interfaz analógica (salida de datos de la señal de fuerza a un sistema receptor analógico externo, para combinación con EMG)
- Limitación de movimiento
- bloque de pesas de 100 kg (20 x 5 kg)
- Reposapiés ajustables izquierda/derecha
- Apoyo lumbar
- Portavasos magnético con estante integrado para andadores

## Documentos

Manual de instrucciones  
compass 600

Las instrucciones de uso para aparatos antiguos o descatalogados están disponibles gratuitamente previa solicitud a nuestro departamento de servicio técnico en [service@physiomed-group.com](mailto:service@physiomed-group.com). Indique la denominación exacta del aparato, incluido el número de serie, y su dirección. Nosotros se las enviaremos.



## Colores de los productos

### Marco



RAL 7021  
Negro gris

### Vivienda



RAL 9006  
Aluminio blanco

### Tapicería estándar



F6461454  
Fuego

F6461197  
Antracita

Equipamiento opcional CON CUBIERTA

\*Los colores mostrados pueden diferir de los reales según el monitor y la resolución de la pantalla.