

proxomed®

NEO+

Kein Händlerprodukt

AlterG



Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse 1
- Antrieb über Gurt (Flat Belt)
- Präzise Gewichtsentlastung in 1 % Schritten, von Vollbelastung bis zu 20 % Körpergewichtsbelastung
- Frontkamera inklusive Live Video
- AlterG-Assistent
- Monitor 21"
- Optional: Stride Smart Gangfeedback
- Optional: Highspeed Option (-8 bis 24 km/h)

Technische Daten

- Maße (L/B/H): 213/97/165 cm
- Unterlegmatte (L/B): 270/120 cm
- Gesamtgewicht: ca. 383 kg
- Nutzergewicht: 39 bis 181 kg
- Geschwindigkeit
 - Vorwärts bis 19 km/h
 - Start: 0,3 km/h
 - Rückwärts bis -4,8 km/h
- Steigung 0 % bis 15 %

Dokumente

[Gebrauchsanweisung AlterG](#)

Gebrauchsanweisungen älterer oder abgekündigter Geräte erhalten Sie gerne auf Anfrage kostenfrei über unseren Service unter service@physiomed-group.com. Geben Sie hierzu bitte die genaue Gerätebezeichnung inkl. Seriennummer und Ihre Anschrift an. Wir schicken Ihnen diese zu.

Studien

[Zu den AlterG Studien](#)

Produktbilder

